

Инкубатор для новорожденных Dräger Isolette C2000

ФСЗ 2007/00343

стационарный, температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-37°C, температура кожи 34-37°C, аварийные индикаторы, весы, регулировка высоты

Drägerwerk AG & Co KGaA, США



Характеристики

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Тип                              | стационарный                           |
| Контроль                         | температура воздуха / температура тела |
| Управление                       | сервоконтроль                          |
| Температура воздуха в инкубаторе | 20-37 °C                               |
| Температура кожи                 | 34-37 °C                               |
| Аварийные индикаторы             | Да                                     |
| Блокировка дверей инкубатора     | Да                                     |
| Весы                             | Да                                     |
| Регулировка высоты               | Да                                     |

Габариты

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Размер            | 1400×560×1150 мм |
| Платформа матраца | 320×610 мм       |

Описание

Передовая система терморегуляции сохраняет стабильный микроклимат для новорождённых, благодаря управляющему алгоритму Dräger PID. Для создания оптимальной атмосферы вокруг новорождённого используется очень слабый поток воздуха над кроватью, замедляющий конвекционные потери тепла, а двойные воздушные завесы и эффективный механизм регулировки обеспечивают практически неизменную стабильность микроклимата во время доступа к ребенку.

Увлажнитель воздуха с электронным приводом обеспечивает оптимальный уровень влажности и помогает избежать чрезмерной потери воды через кожу и тепла за счёт испарения воды, что характерно для первых дней жизни новорождённого. Двойная конструкция стенок дополнительно защищает от тепловых потерь.

Особенности:

- расширенная терморегуляция с сервоконтролем температуры;
- опция сервоконтроля кислорода;
- встроенный регулятор влажности;
- электролюминесцентный дисплей;
- удобная в использовании панель управления;
- активно подогреваемые внутренние стенки, минимизирующие потерю излучаемого тепла;
- встраиваемый модуль для двойного температурного датчика с возможностью выхаживания близнецов;
- автоматический поток воздуха при открытии панели доступа к пациенту (предотвращение потери тепла);
- возможность выбора доступа к пациенту: фронтальный (стандартный) и задний (опционный);
- опция встроенных весов;
- возможность выбора аппарата с фиксированной и изменяемой высотой ложа.