

Инкубатор для новорожденных Drager Isolette C450QT

ФСЗ 2007/00343

стационарный, температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-37°C, температура кожи 34-37°C, аварийные индикаторы, весы, регулировка высоты

Dragerwerk AG & Co KGaA, США



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-37 °C
Температура кожи	34-37 °C
Диапазон установки влажности	50-60 %
Диапазон установки подачи кислорода	0-70 %
Аварийные индикаторы	Да
Блокировка дверей инкубатора	Да
Весы	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	1400×560×1150 мм
Платформа матраца	320×610 мм

Описание

Isolette C450QT – инкубатор для новорожденных. Обеспечивает терморегулируемую среду, необходимую для любого новорожденного. Воздушная завеса защищает пациента от потери тепла при открывании инкубатора. Также аппарат оснащен системой пассивного увлажнения и двойными стенками. Внутренняя поверхность инкубатора подогревается. Вспомогательный воздушный зонд позволяет точно измерить температуру воздуха прямо над ребенком. Панель управления инкубатора оснащена ярким экраном и съемным микропроцессорным контроллером с функцией блокировки клавиатуры. Для облегчения установки и сервисного обслуживания все

части и механизмы инкубатора съемные.