

Инкубатор для новорожденных ATOM Medical Dual Incu i

ФСЗ 2011/09728

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 23.0-37.0°C, температура кожи 34.0-37.5°C, аварийные индикаторы, весы, лоток для рентгеновской кассеты, регулировка высоты

Atom Medical Corporation, Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	ручное / сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	23.0-37.0 °C
Температура кожи	34.0-37.5 °C
Диапазон установки влажности	40-95 %
Диапазон установки подачи кислорода	22-65 %
Режим взвешивания	ручной / автоматический
Диапазон взвешивания	300-7000 гр
Аварийные индикаторы	Да
Блокировка дверей инкубатора	Да
Весы	Да
Воздушный фильтр	Да
Лоток для рентгеновской кассеты	Да
Регулировка высоты	Да
Таймер	Да
Дисплей	ЖКИ 8.5 дюймов (256 цветов), 245×6×160 мм

Габариты

Размер	680×1190×1380 - 2260 мм
--------	-------------------------

Платформа матраца	800 - 1200 мм
Матрац	650×365×20 мм
Вес	132 кг

Описание

Кувез **Dual Incu i** представляет собой инкубатор для новорожденных и недоношенных младенцев.

Предназначается для контроля температуры при неонатальной гипотермии, наблюдения и обследования в палатах новорожденных, предотвращения снижения температуры тела сразу после родов, а также для предоперационной и послеоперационной интенсивной терапии в хирургии новорожденных.