

Инкубатор для новорожденных GINEVRI OGB Polytrend

ФСЗ 2010/07310

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-37°C, температура кожи 25-37°C, аварийные индикаторы, весы, регулировка высоты

GINEVRI srl, Италия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-37 °C
Температура кожи	25-37 °C
Диапазон установки влажности	10-90 %
Диапазон установки подачи кислорода	31-52 %
Режим взвешивания	автоматический
Диапазон взвешивания	0-10000 гр
Аварийные индикаторы	Да
Блокировка дверей инкубатора	Да
Весы	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	830×640×690 мм
Платформа матраца	620×350 мм
Вес	37 кг