

Инкубатор для новорожденных TSE SI-610-1

ФСЗ 2010/08651

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-37°C, температура кожи 34-37°C, аварийные индикаторы, весы, лоток для рентгеновской кассеты, регулировка высоты

TSE spol. s r.o., Чехия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-37 °C
Температура кожи	34-37 °C
Режим взвешивания	автоматический
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Лоток для рентгеновской кассеты	Да
Регулировка высоты	Да
Дисплей	LCD

Габариты

Размер	950×560×1310-1510 мм
Вес	98 кг

Описание

- возможность подключения двух датчиков для измерения температуры тела;
- интегрированный мониторинг жизнедеятельности организма: SpO2, NIBP, ЧД и пульс);
- весы с записью динамики прибавки веса;
- доступ к новорождённому с обеих сторон с автоматическим запуском воздушной завесы, поворот кроватки до 45°.