

Инкубатор для новорожденных Drager Isolette 8000 plus

РЗН 2019/8322

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-37°C, температура кожи 34-37°C, аварийные индикаторы, весы, регулировка высоты

Dragerwerk AG & Co KGaA, США



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-37 °C
Температура кожи	34-37 °C
Режим взвешивания	автоматический
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Регулировка высоты	Да

Описание

- инкубатор способен круглосуточно поддерживать стабильный микроклимат;
- слабый воздушный поток замедляет конвекционные потери тепла;
- инкубатор оснащен двойными воздушными завесами и эффективной системой регулировки;
- в инкубаторе постоянно поддерживается повышенный уровень влажности;
- высокоинтеллектуальный алгоритм позволяет добиться высокой точности регулировки уровня влажности в инкубаторе;
- удобная система доступа к новорожденному;
- легкодоступная панель управления и удобная регулировка высоты тележки инкубатора;
- компактный дизайн, который позволяет легко перемещать оборудование внутри палаты;
- небольшое легкое основание, эргономичные ножные тормоза и плавно перемещающаяся тележка.