

Инкубатор для новорожденных COBAMS Cristina

ФСЗ 2012/11631

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-39°C, температура кожи 34-38°C, аварийные индикаторы, регулировка высоты

COBAMS S.r.l., Италия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-39 °C
Температура кожи	34-38 °C
Диапазон установки влажности	50-80 %
Диапазон установки подачи кислорода	21-40 %
Аварийные индикаторы	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	1360×560×1060 мм
Вес	100 кг

Описание

Прибор оснащен прочными двойными прозрачными стенками из метакрилата, в которых имеется 6 энергетических окон для эффективных манипуляций, которые снабжены фиксируемыми дверцами с электромагнитными замками. Передняя стенка равномерно откидывается для телескопического выдвижения детского ложа. Система тревоги в виде акустического/оптического визуального сигнала, срабатывает при высокой температуре, экстремально низкой периферической температуре, нарушении локальной воздушной циркуляции, неисправности электропитания.