

Инкубатор для новорожденных DATEX-OHMEDA Giraffe

ФСЗ 2011/09722

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-39°C, температура кожи 35-37.5°C, аварийные индикаторы, весы

Datex-Ohmeda Inc., США



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-39 °C
Температура кожи	35-37.5 °C
Диапазон установки влажности	5-95 %
Диапазон установки подачи кислорода	-99 %
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Дисплей	10.4", ЖК, цветной, сенсорный

Габариты

Размер	1140×660×1520-1780 мм
Матрац	480×660 мм
Вес	138 кг