

Инкубатор для новорожденных УОМЗ ИДН-03

ФСР 2008/03526

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 30-39°C, температура кожи 34-39°C, аварийные индикаторы, весы, лоток для рентгеновской кассеты, регулировка высоты

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО, Россия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	30-39 °C
Температура кожи	34-39 °C
Диапазон установки влажности	20-95 %
Диапазон установки подачи кислорода	21-75 %
Режим взвешивания	ручной / автоматический
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Воздушный фильтр	Да
Лоток для рентгеновской кассеты	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	1650×750×1100 мм
--------	------------------

Описание

Инкубатор интенсивной терапии новорожденных ИДН-03 УОМЗ - предназначен для выхаживания и проведения интенсивной терапии новорожденных, в том числе недоношенных с критически малым весом (от 500 г) в отделениях реанимации новорожденных, палатах интенсивной терапии, отделениях патологии

новорожденных, отделениях неотложной и лечебной педиатрии, родильных домах.

Мониторируемые параметры:

- Температура воздуха.
- Температура кожи (2 датчика).
- Относительная влажность воздуха.
- Концентрация кислорода.
- Масса тела.

Характеристики:

- Наличие системы автоматического горизонтирования детского модуля.
- Встроенная **видеокамера** для мониторинга состояния новорожденных с выводением на ПК (опция).
- Возможно комплектование функциональной накидкой для детских куветов.
- Система **самодиагностики**, контролирующая функционирование инкубатора.
- **6 окон** доступа к новорожденному, **откидные панели** с двух сторон.
- Система самодиагностики, которая контролирует функциональное состояние аппарата, заданные показатели, сообщает о поломках.
- Низкий уровень шума (45 дБ).

Особенности:

- Микропроцессорное управление.
- Регулирование наклона.
- Встроенная память (до 7 суток).
- Вывод трендов на монитор.
- Возможность проведения рентгенографии.
- Независимая система защиты от перегрева.