

Инкубатор для новорожденных ARDO Medical Amelie Star

ФСЗ 2009/03978

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 25-37°C, температура кожи 34-37°C, аварийные индикаторы, весы, регулировка высоты

ARDO Medical AG, Швейцария



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	25-37 °C
Температура кожи	34-37 °C
Диапазон установки влажности	0-90 %
Диапазон установки подачи кислорода	20-60 %
Диапазон взвешивания	100-8000 гр
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Регулировка высоты	Да
Дисплей	ЖК, подсветка

Габариты

Размер	1060×680×1400-1650 мм
Матрац	760×380 мм
Вес	110 кг

Описание

Предназначены для создания комфортных условий внешней среды (влажности и температуры) в процессе лечения и ухода за новорожденными детьми (в том числе и недоношенными) в тяжелом состоянии. Инкубатор

для выхаживания новорожденных с контролем температуры и влажности воздуха (инкубатор Amelie star контролирует также концентрацию кислорода). Высочайшая надежность и оптимальные условия для выхаживания и лечения новорожденных. Решения медицинской инженерии, которые воплощены в новом поколении инкубаторов, основаны на многих годах опыта и тесном сотрудничестве швейцарских специалистов.

Особенности:

- активный контроль увлажнения;
- гомогенный климат внутри инкубатора за счет прецизионной системы контроля температуры и влажности воздуха, скорости воздушного потока;
- система автодиагностики и автокалибровки постоянно отслеживает правильность функционирования инкубатора;
- большое внутреннее пространство обеспечивает свободу движения новорожденного и удобство работы персонала;
- Выдвижной матрасик для выполнения кратковременных процедур;
- плавное изменение угла наклона матрасика (положение Тренделенбурга / Фоулера);
- легко обрабатываемый колпак инкубатора;
- легкость перемещения инкубатора;
- большой спектр дополнительных принадлежностей и опций.

Опционально:

- встроенная двухсекционная металлическая тумба для хранения рабочих принадлежностей;
- возможность электрической регулировки высоты инкубатора;
- инфузионная стойка;
- полка для мониторов и принадлежностей с креплением к инфузионной стойке;
- рельс для дополнительного оборудования с креплением к инфузионной стойке;
- съемное и легко обрабатываемое второе покрытие для колпака «двойные стенки»;
- система кислородной терапии, состоящая из кислородного флоуметра (дозиметра), увлажнителя кислорода без подогрева, эжекционного аспиратора, шланга кислородного высокого давления;
- кислородная палатка.