

Инкубатор для новорожденных FANEM IT-158-TS

РЗН 2017/6387

транспортный, температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-39°C, температура кожи 34-38°C, аварийные индикаторы

FANEM LTDA, Бразилия



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-39 °C
Температура кожи	34-38 °C
Диапазон установки влажности	-60 %
Диапазон установки подачи кислорода	-80 %
Аварийные индикаторы	Да

Габариты

Размер	920×630×1450 мм
Вес	90 кг

Описание

- две дверцы для полного доступа к младенцу при проведении процедуры;
- время работы от полностью заряженной батареи составляет 90 мин;
- инкубатор может комплектоваться стойкой для инфузии и полкой для монитора и аппарата ИВЛ.