

Инкубатор для новорожденных FANEM VISION ADVANCED 2286

РЗН 2016/4317

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-39°C, температура кожи 34-38°C, аварийные индикаторы, весы, лоток для рентгеновской кассеты, пульсоксиметр, регулировка высоты

FANEM LTDA, Бразилия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-39 °C
Температура кожи	34-38 °C
Диапазон установки влажности	-95 %
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Воздушный фильтр	Да
Лоток для рентгеновской кассеты	Да
Пульсоксиметр	Да
Регулировка высоты	Да
Дисплей	TFT, цветной

Габариты

Размер	630×920×1450 мм
Вес	90 кг