

Инкубатор для новорожденных ATOM Transcapsule V-808

РЗН 2016/5133

транспортный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 23.0-38.0°C, температура кожи 30.0-42.0°C, аварийные индикаторы, пульсоксиметр

Atom Medical Corporation, Япония



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	ручное / сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	23.0-38.0 °C
Температура кожи	30.0-42.0 °C
Диапазон установки влажности	-60 %
Диапазон установки подачи кислорода	-60 %
Источник питания	источник переменного тока / источник постоянного тока (12В-24В) / автономный аккумулятор
Аварийные индикаторы	Да
Воздушный фильтр	Да
Пульсоксиметр	Да
Дисплей	ЖКИ 8.5 дюйма, 180×60×110 мм

Габариты

Размер	980×490×720 мм
Матрац	620×330×30 мм
Вес	87 кг