

Инкубатор для новорожденных COBAMS Baby Cristina

ФСЗ 2012/11632

транспортный, температура воздуха / температура
тела, температура воздуха 20-39°C, температура кожи
34-38°C, аварийные индикаторы, регулировка высоты

COBAMS S.r.l., Италия



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-39 °C
Температура кожи	34-38 °C
Аварийные индикаторы	Да
Воздушный фильтр	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Вес	60 кг
-----	-------

Описание

Мобильный инкубатор Baby Christina позволяет поддерживать микроклимат для новорожденных (в т.ч. недоношенных) в процессе транспортировки. Имеется микропроцессорный контроль внутренней температуры с функцией самотестирования, что отображается на дисплее, а также поддержание давления внутри инкубатора. Последнее необходимо для создания тепловой воздушной завесы. Для удобства проведения экстренной реанимации боковая стенка и передняя откидываются.