

Инкубатор для новорожденных GINEVRI Baby Shuttle

ФСЗ 2009/03769

транспортный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-38°C, температура кожи 25-38°C, аварийные индикаторы, весы, регулировка высоты

GINEVRI srl, Италия



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-38 °C
Температура кожи	25-38 °C
Аварийные индикаторы	Да
Блокировка дверей инкубатора	Да
Весы	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	600×1100×500 мм
Вес	50 кг

Описание

Транспортный неонатальный инкубатор нового поколения. Используется для перемещения недоношенных новорожденных внутри и вне больницы, на машинах скорой помощи, самолетах, вертолетах или морским путем. Создает максимально комфортный микроклимат для младенцев, благодаря микропроцессорному регулированию температуры воздуха под колпаком. Специальный нагревательный элемент и индукционный вентилятор обеспечивают постоянное поддержание тепла внутри инкубатора.