

Инкубатор для новорожденных Drager Globe-Trotter TI500

ФСЗ 2007/00345

транспортный, температура воздуха / температура тела, температура воздуха 22-38°C, температура кожи 34-38°C, аварийные индикаторы, регулировка высоты

Dragerwerk AG & Co KGaA, США



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	22-38 °C
Температура кожи	34-38 °C
Аварийные индикаторы	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	584×1295×565 мм
--------	-----------------

Описание

- наличие встроенной системы искусственной вентиляции лёгких;
- удобная функциональная панель управления, расположенная спереди;
- внутреннее расположение газовых баллонов, отсутствие необходимости во внешних газопроводах;
- встроенный воздушный компрессор - уникальная опция, устраняющая необходимость в баллонах со сжатым воздухом;
- возможность вентиляции двойни;
- работа в автономном режиме более 3 часов;
- опционально: инфузионная стойка, полка для монитора, дополнительный аккумулятор.