

Инкубатор для новорожденных Drager Isolette TI500

ФСЗ 2007/00345

транспортный, температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-39°C, температура кожи 34-38°C, аварийные индикаторы

Dragerwerk AG & Co KGaA, США



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	20-39 °C
Температура кожи	34-38 °C
Аварийные индикаторы	Да

Габариты

Размер	920×630×1450 мм
Вес	90 кг

Описание

- все переключатели и дисплеи расположены на передней панели аппарата, что создает удобство визуализации и доступа к ним;
- гибкие возможности энергосбережения;
- выдвигаемый со стороны головы матрац позволяет быстро получить доступ к ребенку. Это крайне важно при необходимости интубации или сердечно-легочной реанимации;
- акриловый колпак имеет защиту от царапин и остается прозрачным очень долго;
- встроенная в прибор лампа позволяет провести визуальный осмотр новорожденного;
- опционально: инфузионная стойка, полка для второго монитора, дополнительный аккумулятор.