

Инкубатор для новорожденных GE Lullaby TR

ФСЗ 2010/08772

транспортный, температура воздуха / температура
тела, температура воздуха 20-39°C, температура кожи
34-38°C, аварийные индикаторы, регулировка высоты

GE Healthcare, Турция



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	температура воздуха / температура тела
Управление	ручное
Температура воздуха в инкубаторе	20-39 °C
Температура кожи	34-38 °C
Аварийные индикаторы	Да
Воздушный фильтр	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	1900×1580×580 мм
Платформа матраца	850×420×400 мм
Матрац	630×320 мм

Описание

Передвижное устройство для интенсивной терапии Lullaby TR обеспечивает расширенный доступ и надежность для транспортировки новорожденных.