

Инкубатор для новорожденных УОМЗ ИТН-01

ФСР 2010/08372

транспортный, температура воздуха / температура
тела, температура воздуха 25-38°C, температура кожи
34-37.5°C, аварийные индикаторы

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО,
Россия



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	25-38 °C
Температура кожи	34-37.5 °C
Диапазон установки влажности	60 %
Диапазон установки подачи кислорода	21-58 %
Аварийные индикаторы	Да

Габариты

Размер	1100×550×1130 мм
Вес	80 кг

Описание

- колпак с двойными стенками;
- световые индикаторы;
- система сигнализации, немедленно реагирующая на неисправность датчика температуры воздуха, тела, датчика перегрева, отклонения заданной температуры тела и воздуха на 1 градус;
- высокий уровень звукоизоляции (уровень шума - 50 дБ);
- кислородные баллоны объемом 4 л. с креплением, которые обеспечивают необходимую оксигенацию;
- инфузионная стойка;
- складная тележка на колесиках;
- внутренняя батарея на 90 минут работы в автономном режиме;
- возможность работы от бортовой сети автомобиля или вертолета;

- камера видеонаблюдения, позволяющая следить за общим состоянием младенца находясь далеко от инкубатора.