

Инкубатор для новорожденных Dixon BabyGuard-1107

ФСР 2011/11530

стационарный, влажность / температура воздуха /
температура тела, температура воздуха 25-37°C,
температура кожи 34-37°C, аварийные индикаторы

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	25-37 °C
Температура кожи	34-37 °C
Диапазон установки влажности	20-90 %
Диапазон установки подачи кислорода	0-99 %
Аварийные индикаторы	Да

Габариты

Размер	1090×640×800 мм
--------	-----------------

Описание

Инкубатор для новорожденных **BabyGuard I-1107 (Dixon YP970)** предназначен для выхаживания недоношенных детей. Оборудован сервоконтролем температуры воздуха, температуры тела, влажности воздуха и концентрации кислорода. Специальная система циркуляции воздуха внутри ювеза минимизирует потоки внутри камеры, а при открытии дверцы срабатывает тепловая завеса, которая препятствует снижению температуры воздуха в инкубаторе. Рабочая камера оснащена двойными стенками и даже при отключении питания инкубатор сохраняет тепло около 2 часов.

Особенности:

- рабочая камера с двойными стенками;
- базовая стойка на колесах с тормозами;
- 3 ящика для принадлежностей;
- боковые операционные окна рабочей камеры оснащены прозрачными створками и гибкими рукавами;

- торцевые операционные окна оснащены спирально диафрагмируемыми шторками;
- угол наклона рабочей поверхности меняется пошагово;
- пленочная клавиатура управления;
- светодиодные индикаторы отображают: реальные температуры тела и воздуха, установленную температуру воздуха, динамику работы нагревателя, влажность воздуха, содержание кислорода;
- девять вариантов тревожной сигнализации;
- RS-232 интерфейс для дистанционного контроля за прибором.