

Инкубатор для новорожденных Dixon BabyGuard-1101

ФСР 2011/11530

стационарный, температура воздуха, температура воздуха 25-37.5°C, аварийные индикаторы, регулировка высоты

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	температура воздуха
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	25-37.5 °C
Аварийные индикаторы	Да
Регулировка высоты	Да

Габариты

Размер	1120×710×1800 мм
--------	------------------

Описание

- сервоконтроль температуры с возможностью ручной или автоматической регулировки;
- сенсорная панель управления;
- светодиодный индикатор установленной и измеряемой температур тела младенца и окружающего воздуха;
- система фототерапии;
- система обогрева младенца;
- кассета для рентгеновской пленки;
- полки для установки дополнительного оборудования;
- стойка для инфузии.

Опционально:

- регулировка высоты;
- ящики для хранения;
- рельса для оборудования;
- отверстие для подведения труб.