

Инкубатор для новорожденных FANEM C-186-TS

ФСЗ 2007/00340

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 20-39°C, температура кожи 34-38°C, аварийные индикаторы, весы

FANEM LTDA, Бразилия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	ручное
Температура воздуха в инкубаторе	20-39 °C
Температура кожи	34-38 °C
Диапазон установки влажности	20-60 %
Диапазон установки подачи кислорода	18-100 %
Режим взвешивания	автоматический
Диапазон взвешивания	0-10000 гр
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да

Габариты

Размер	1070×560×1340-1540 мм
Платформа матраца	980 мм
Матрац	210 мм
Вес	77 кг