

Игла для трепан-биопсии костной ткани Sterylab BEST LISAS

РЗН 2017/5965

ручная, биопсия костного мозга, трепанобиопсия /
аспирационная, размер 9G / 11G, длина 10 см / 15 см

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	трепанобиопсия / аспирационная
Размер	9G / 11G
Длина	10 см / 15 см

Дополнительные характеристики

Биопсийная игла BEST LISAS предназначена для аспирации костного мозга и трепан-биопсии костной ткани, использование которой не требует дополнительных выламывающих движений.

Характеристики:

- Уникальная **система NOLOSE («западня»)** позволяет удержать образец костной ткани внутри канюли в нестандартных и, тем более, в обычных случаях биопсии.
- **Система NOLOSE:** цилиндрическое расширение выше входа в канюлю иглы, режущий край которой заточен по типу трепан, троакарная ультраострая заточка стилета.
- При биопсии размягченной костной ткани или другой критической патологии игла BEST LISAS используется с **устройством SAFE LOCK**, что обеспечивает гарантированный результат в получении биоптата.
- Образец костной ткани полностью сохраняется в игле!
- Значительное уменьшение болезненности процедуры. Возможность использовать меньший диаметр иглы (BEST LISAS) по сравнению с традиционной Ямшиди снижает болезненность в пунктируемой области, при этом объем биоптата остается тем же.
- Кроме того, для получения образца **нет необходимости производить выламывающие движения в кости**, что также делает процедуру значительно менее болезненной.
- Возможность получения более компактного, цилиндрической формы столбика ткани, в достаточном для точной диагностики количестве.
- **Цветовые коды** для облегчения определения размера.

Модификации:

Каталожный номер	Диаметр	Длина	Цветовой код
BSL0910	9G (3.5 мм)	10 см	розовый
BSL0915	9G (3.5 мм)	15 см	розовый
BSL1110	11G (3.0 мм)	10 см	белый
BSL1115	11G (3.0 мм)	15 см	белый

Состав набора:



1. Игла Best-Lisas с ограничителем глубины введения.
2. Дополнительный фиксатор образца в канюле «Safe-Lock».
3. Стиллет для извлечения образца с затупленным кончиком.
4. Устройство для минимизации повреждений извлекаемого образца.
5. Дополнительная крышка для рукояти.

Стерильные, одноразовые.

В упаковке: 20 шт.