

Игла для забора костного мозга Sterylab BTT

РЗН 2017/5965

ручная, биопсия костного мозга, аспирационная,
размер 11G / 13G, длина 7 см / 9 см / 11 см / 13 см

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	аспирационная
Размер	11G / 13G
Длина	7 см / 9 см / 11 см / 13 см

Дополнительные характеристики

Биопсийная игла Sterylab BTT предназначена для забора костного мозга из гребня подвздошной кости. Игла снабжена специальными отверстиями и изготовлена из высококачественной безупречной бритвенной стали, что позволяет ей не тупиться даже при многократной процедуре. У данной иглы удобная, нескользкая рукоятка. Стиллет имеет трехсторонний скос. Данная конструкция делает процедуру более безопасной.

Характеристики:

- БТТ - это набор, т.к. включает в себя **дополнительный троакарный стилет**, делающий процедуру более безопасной.
- Эргономичная, нескользкая **рукоять** гарантирует более комфортабельную и безопасную процедуру.
- Стиллет изготовлен из высококачественной суперпрочной медицинской стали, что уменьшает износ граней, а специальная технология заточки гарантирует первоначальную остроту даже при неоднократности процедуры.
- **Ограничитель глубины** на канюле позволяет оценить и выбрать надлежащую глубину биопсии.
- Легкая пенетрация за счет бритвенной острой заточки края канюли.
- Троакарный скос стилета облегчает пенетрацию и делает её менее инвазивной.
- Широкие **отверстия по обеим сторонам канюли** (по два с каждой стороны) для улучшения забора костного мозга.
- **Цветовые коды** для облегчения определения размера игл.

Модификации:

Каталожный номер	Диаметр	Длина	Цветовой код
ВТТ1109	11G (3.0 мм)	9 см	белый
ВТТ1113	11G (3.0 мм)	13 см	белый
ВТТ1307	13G (2.4 мм)	7 см	синий
ВТТ1311	13G (2.4 мм)	11 см	синий

Стерильные, одноразовые.
В упаковке: 5 шт.