

Ирис-ретрактор И-Р-01 -МГ

ФСР 2008/02434

материал полиамид / силикон, крючок для
интраоперационного расширения зрачка, длина 50 мм

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад.
С.Н. Федорова, Россия



Характеристики

Материал	полиамид / силикон
Тип	для интраоперационного расширения зрачка
Длина	50 мм

Дополнительные характеристики

Ирис-ретрактор полимерный одноразовый стерильный для интраоперационного расширения зрачка (комплект из 4 крючков).

Размеры:

- общая длина — 50 мм
- длина рабочей части — 1 мм

Материал:

- крючков — полиамид
- фиксаторов — силикон

Особенности:

- предназначены для расширения зрачка и обеспечения визуального доступа в отдаленные сегменты капсульного мешка. Изделия поставляются в стерильном виде (стерилизация оксидом этилена).