

Источник света фиброоптический Heine HK 7000

ФС № 2005/722 до 18.05.2015

тип лампы галогеновая, мощность лампы 150 Вт, срок службы 500 ч, размеры 177×125×217 мм, масса 3.69 кг

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Характеристики

Тип лампы	галогеновая
Мощность лампы	150 Вт
Средний срок службы лампы	500 ч
Размер	177×125×217 мм
Вес	3.69 кг

Дополнительные характеристики

Ф.О. источник света HEINE HK 7000 имеет специальную галогеновую лампу мощностью 150 Вт с длительным сроком службы. Кроме того, оснащён усилителем света, который позволяет увеличить интенсивность освещения на 40%.

Применение

Проектор F.O. Projector HK 7000 предназначен для использования в качестве источника света с волоконнооптическим кабелем для медицинских диагностических приборов. Подходит для всех приборов HEINE с фиброоптическим освещением, является идеальным источником света для налобного осветителя MD 1000, различных инструментов для проктологии.

Особенности

- Мощная ксенон-галогеновая (XHL) лампа 150 Вт для максимальной яркости.
- Асферическая осветительная оптика гарантирует интенсивное освещение с высокой цветовой температурой.
- Регулирование интенсивности освещения не сопровождается изменением температуры цвета. Позволяет контролировать яркость света без появления красного оттенка.
- С переключателем повышения мощности, который обеспечивает на 40% больше света.
- Увеличенный срок службы лампы – около 300 часов бесперебойной работы.
- Откидывающаяся рукоятка, что удобно при транспортировке.
- АСМІ соединение через адаптер обеспечивает возможность подключения к HK7000 оптоволоконных кабелей других производителей.
- Может устанавливаться на стол, размещаться на настенном креплении или передвижном штативе.

Стандартная комплектация

HK 7000 с запасной ксенон-галогеновой (XHL) лампой на 150 Вт и предохранителем (арт. Y-096.15.121)

Принадлежности

Запасной предохранитель (арт. Y-096.15.121)

Запасная ксенон-галогеновая (XHL) лампа на 150 Вт (арт. Y-096.15.102)

Настенное крепление для проектора НК 7000 (арт. Y-096.15.105)

Стандартный фиброоптический кабель (арт. Y-003.99.518)

Передвижной штатив (без основания арт. Y-096.50.001 / с основанием (арт. Y-096.50.002))