

Осветитель эндоскопический FUJINON PS2-HP

ФСЗ 2011/10109

тип лампы галогеновая, световодных выходов 1 шт.,
мощность лампы 150 Вт, нейтральный белый свет,
размеры 195×350×215 мм, масса 8.6 кг

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Тип лампы	галогеновая
Количество световодных выходов	1
Мощность лампы	150 Вт
Группа цветовой температуры	нейтральный белый
Размер	195×350×215 мм
Вес	8.6 кг

Дополнительные характеристики

Источник света PS2-HP предназначен для эндоскопических исследований. Он обеспечивает яркое и надежное освещение места проведения процедуры. Благодаря портативности PS2-HP удобен в использовании. Яркость мощной галогенной лампы меняется с помощью ручной регулировки в зависимости от типа процедуры. В источник встроена воздушная помпа, которую можно отключить при отсутствии нужды в инсуффляции.

Преимущества Fujinon Fujifilm PS2-HP:

- обеспечивает яркое и надежное освещение места проведения процедуры,
- благодаря портативности PS2-HP удобен в использовании,
- яркость мощной галогенной лампы меняется с помощью ручной регулировки в зависимости от типа процедуры,
- в источник встроена воздушная помпа, которую можно отключить при отсутствии нужды в инсуффляции.