

Тонометр автоматический Omron M2 Basic (HEM-7121-ALRU)

РЗН 2015/3210

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-42 см, давление 0-299 мм рт. ст., пульс
40-180 уд./мин

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-42 см
Диапазон давления	0-299 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-180 уд./мин
Размеры	104×64×129 мм
Вес	245 г