

Тонометр автоматический Omron M2 Classic (HEM-7122-ALRU)

РЗН 2015/3210

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-42 см, давление 0-299 мм рт. ст., пульс
40-180 уд./мин

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-42 см
Диапазон давления	0-299 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-180 уд./мин
Размеры	129×103×80 мм
Вес	255 г
Комплектация	- электронный блок - компрессионная манжета - руководство по эксплуатации - чехол - адаптер - комплект батареек - журнал для записи давления - гарантийный талон

Описание

Автоматический тонометр **Omron M2 Classic** обладает следующими функциональными особенностями:

Конструкция:

- Универсальная веерообразная манжета сводит к минимуму неприятные ощущения пациента от чрезмерного пережатия в верхней части манжеты, что особенно важно при высоких цифрах АД, и обеспечивает максимальную точность измерения.
- Японский датчик давления.

Индикация:

- Индикатор аритмии позволяет обнаружить нерегулярное сердцебиение, а если из-за аритмии результат измерения недостоверен, прибор его просто не покажет.
- Индикатор правильной фиксации манжеты сигнализирует, правильно ли наложена манжета и могло ли это повлиять на результат измерения.
- Графический индикатор уровня АД сигнализирует, совпадают ли результаты измерения с нормой.

Компьютерные возможности:

- Технология интеллектуального измерения Intellisense обеспечивает двойное измерение давления: на фазе нагнетания воздуха в манжету и на фазе стравливания воздуха, что приводит к более быстрому, точному и менее болезненному результату.
- Память на 60 измерений.
- Специальное мобильное приложение OMRON connect для легкого сохранения данных об измерениях.