

Глюкометр ЭЛТА Сателлит Экспресс (ПКГ-03)

ФСР 2009/06498

глюкометр, концентрация глюкозы 0.6-35.00 ммоль/л,
время измерения 7 сек, гематокрит 20-55 %, ввод
кода, ланцет, память, тест-полоска

ЭЛТА ООО, Россия



Характеристики

Вид	глюкометр
Концентрация глюкозы	0.6-35.00 ммоль/л
Время измерения	7 сек
Гематокрит	20-55 %
Ввод кода	Да
Ланцет	Да
Память	Да
Тест-полоска	Да
Размер	97×53×16 мм
Вес	0.060 кг

Описание

Измеритель ПКГ-03 «Сателлит экспресс» - простой в использовании и надежный глюкометр. К нему понадобятся недорогие расходные материалы. Тест-полоски для прибора каждая упакована отдельно.
Комплект поставки:25 тест-полосок / 25 ланцетов / футляр / контрольная полоска / инструкция по применению / руководство по эксплуатации / паспорт / ручка для скарификатора Сателлит.