

Измерительный картридж RAPIDPoint

РЗН 2017/6195

для анализаторов RAPIDPoint, 250 / 400 / 750 тестов

Siemens Healthcare Diagnostics, США



Характеристики

Для анализаторов	RAPIDPoint
Количество тестов	250 / 400 / 750 шт.
Параметры исследования	газы крови / электролиты / метаболиты / CO-оксиметрия / общий билирубин

Дополнительные характеристики

Рассчитан на 28 дней работы. Исследования:

- газы крови (pH, pCO₂, pO₂);
- электролиты (Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻);
- метаболиты (глюкоза, лактат);
- CO-оксиметрия (tHb, HHb, O₂Hb, sO₂, COHb, MetHb) и общий билирубин новорожденных.