

Изотонический разбавитель КДС

РЗН 2019/9034

диллюент, универсальный, объем 10 л / 20 л

Клиникал Диагностик Солюшнз ООО, Россия



Характеристики

Тип	диллюент
Универсальные	Да
Объем	10 л / 20 л

Дополнительные характеристики

Изотонический разбавитель КДС (диллюент) – готовый к использованию реагент для разведения образца, подсчета числа и зармера клеток при кондуктометрическом и фотометрическом анализе цельной крови, промывки гидравлической системы между измерениями в гематологических анализаторах.

Объем: 10 л / 20 л

Артикул	Для анализаторов	Объем	Количество на 10 000 иссл.
501-044(R)	Erma PCE-210	20 л	16
501-044(R)	HTI MicroCC-18	20 л	16
501-160(R)	HTI MicroCC-20Plus	20 л	10
501-120(R)	HTI PCE-90Vet	20 л	20
501-125(R)	ABX Micros 60 OT8/60 OT18/ES60	20 л	10
501-178(R)	Siemens Advia 60	20 л	11
501-190(R)	Nihon Kohden MEK 6400K/6410K	20 л	18
501-175(R) 501-175-10(R)	Mindray BC-1800, 2800, 3000, 3000Plus, 3200, Hemolux 19	20 л / 10 л	14 / 28
501-003(R)-C	Coulter ACT-серия	20 л	10
501-003(R)-C	Coulter MD-серия, Оных	20 л	10
501-129(R)	Diatron Abacus Junior	20 л	16
501-129(R)	Diatron Abacus Junior Vet	20 л	16
501-201(R)	Rayto 7600, 7600s, MD -7600, GA -60	20 л	10
501-210(R)	URITMedical Hemalit 3000/3300	20 л	16
501-216(R)	Dixon Гемалайт 1260	20 л	10
501-218(R)	Dixon Гемалайт 1270	20 л	10
501-213-10(R)	Dixon Гемалайт 1280	10 л	20