

Калибровочная плазма Diagon Dia-CAL

ФСЗ 2012/12611

система открытая, для анализаторов Diagon серия
Coag, калибровочная плазма

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	калибровочная плазма	
Фасовка	каталожный номер калибровочная плазма	
	95012	12 фл x 1 мл

Описание

Калибровочная плазма Diagon **Dia-CAL** – предназначен для калибровки следующих коагуляционных тестов:

- протромбиновое время (ПВ)
- фибриноген (Фибр)
- антитромбин III (АТ III).

Калибратор Dia-CAL получают из антикоагулированной, лиофилизированной, пулированной человеческой плазмы человека от здоровых доноров с добавлением консерванта.

Срок годности: 24 мес
Стабильность после вскрытия: 30 суток при -20°C
Каталожный номер: 95012