


Диагностический реагент Dialab Калий

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, электролиты, калий,
метод определения ферментативный, кинетический,
две точки, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Параметр определения	калий
Метод	ферментативный, кинетический, две точки
Материал исследования	плазма крови
Объем	25 мл
Состав набора	R1: 4×25 ml R2: 1×25 ml

Дополнительные характеристики

Калий / Potassium Dialab

Диагностический реагент для количественного определения (in vitro) калия в плазме человека с использованием фотометрических систем.

Метод теста - ферментативный, кинетический, две точки.