

Стомный мешок Greatcare GCD 30917

РЗН 2017/6667

калоприемник, двухкомпонентный, мешок,
недренируемый, взрослый, телесный, диаметр
фланца: 57 мм, вместимость 180 мл, фильтр

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	мешок
Возможность опорожнения	недренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Диаметр фланца	57 мм
Вместимость	180 мл
Фильтр	Да

Дополнительные характеристики

Стомный мешок Greatcare Medical GCD 30917

Основные характеристики:

- недренируемый для двухкомпонентного калоприемника;
- 3-х слойный, герметичный, обеспечивает надежную изоляцию от кишечных запахов;
- одна из сторон мешка имеет слой из нетканого материала;
- объем мешка - 180 мл;
- диаметр фланца - 57 мм;
- с/без фильтра.