

Стомный мешок Greatcare GCD 30918

РЗН 2017/6667

калоприемник, двухкомпонентный, мешок,
дренируемый, взрослый, телесный, диаметр фланца:
57 мм, вместимость 200 мл, фильтр, зажим

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	мешок
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Диаметр фланца	57 мм
Вместимость	200 мл
Фильтр	Да
Зажим	Да

Дополнительные характеристики

Стомный мешок Greatcare Medical GCD 30918

Основные характеристики:

- дренируемый для двухкомпонентного калоприемника;
- объем мешка - 200 мл;
- 3-х слойный, герметичный, обеспечивает надежную изоляцию от кишечных запахов;
- одна из сторон мешка имеет слой из нетканого материала;
- диаметр фланца - 57 мм;
- зажим в виде системы липучки;
- с/без фильтра.