

Калоприемник CASEX Soft Мини Stomacap недренируемый

РЗН 2016/5177

калоприемник, однокомпонентный, недренируемый,
взрослый, телесный, диаметр вырезаемого отверстия
10 - 60 мм, 13 - 45 мм, фильтр, адгезив

CASEX, Бразилия



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	однокомпонентный
Возможность опорожнения	недренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	10 - 60 мм, 13 - 45 мм
Фильтр	Да
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Калоприемник CASEX Soft Мини Stomacap предназначен для пациентов с редкими и регулярными выделениями и пациентов, ведущих активный образ жизни. Артикул 1740.

Особенности калоприемника:

- однокомпонентный недренируемый;
- вырезаемое отверстие для стомы: 10 - 60 мм, 13 - 45 мм;
- впитывающая прокладка во внутренней части мешка;
- угольный фильтр.