

Калоприемник CASEX Soft недренируемый

РЗН 2016/5177

калоприемник, однокомпонентный, недренируемый, взрослый, телесный, диаметр вырезаемого отверстия 19 / 25 / 32 / 35 / 38 / 44 / 45 / 51 / 58 / 60 мм, фильтр, адгезив



CASEX, Бразилия

Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	однокомпонентный
Возможность опорожнения	недренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	19 / 25 / 32 / 35 / 38 / 44 / 45 / 51 / 58 / 60 мм
Фильтр	Да
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Калоприемник CASEX Soft недренируемый, артикул 2245.

Особенности калоприемника:

- однокомпонентный недренируемый;
- микропористый адгезив;
- встроенный фильтр, который нейтрализует запахи и нормализует количество газов в мешке;
- диаметр вырезаемого отверстия: от 13 до 64 мм, от 10 до 60 мм, от 13 до 80 мм;
- упаковка - 20 штук.