

Калоприемник CASEX Soft дренируемый

РЗН 2016/5177

калоприемник, однокомпонентный, дренируемый,
взрослый, телесный, диаметр вырезаемого отверстия
10 - 60 мм, 13 - 80 мм, фильтр, адгезив

CASEX, Бразилия



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	однокомпонентный
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	10 - 60 мм, 13 - 80 мм
Фильтр	Да
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Калоприемник CASEX Soft представляет из себя дренируемый мешок из многослойного полиэтилена. Гидроколлоидный адгезив обеспечивает герметичное приклеивание к брюшной стенке и гарантировано защищает кожу от контакта с выделениями из кишечника. Адгезив пластины абсорбирует влагу, что защищает кожу и сохраняет ее в нормальном состоянии. Артикул 3445.

- Особенности калоприемника:**
- однокомпонентный дренируемый;
 - гидроколлоидный адгезив;
 - угольный фильтр (опция);
 - поставляется как прозрачным, так и непрозрачным;
 - диаметр вырезаемого отверстия: 10 - 60 мм, 13 - 80 мм.