

Калоприемник Чистомед КОо

РЗН 2019/8607

калоприемник, однокомпонентный, дренируемый,
взрослый, телесный, диаметр вырезаемого отверстия
38 мм / 45 мм / 57 мм / 70 мм / 100 мм, вместимость
400 мл, зажим, адгезив

Чистомед ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	однокомпонентный
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	38 мм / 45 мм / 57 мм / 70 мм / 100 мм
Вместимость	400 мл
Зажим	Да
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Калоприемник Чистомед КОо - это резервуар для приема каловых масс у людей, у которых по различным причинам невозможен нормальный акт дефекации.
Варианты исполнения: КОо38, КОо45, КОо57, КОо70, КОо100.

Особенности калоприемника:

- однокомпонентный дренируемый;
- объем мешка-резервуара - 400 мл;
- диаметр вырезаемого отверстия: 38 мм / 45 мм / 57 мм / 70 мм / 100 мм;
- мешок калоприемника запахонепроницаемый;
- мешок калоприемника изготовлен из полимерной девятислойной барьерной пленки;
- задняя поверхность мешка, соприкасающаяся с кожей, покрыта мягким нетканым материалом для дополнительной защиты кожи от раздражения и комфорта;
- адгезивная пластина;
- зажим (опция);
- бесшумный во время движения, мягкий и незаметный под одеждой.