

Калоприемник ПАЛЬМА ТРИОЦЕЛ

РЗН 2016/4781

калоприемник, однокомпонентный, дренируемый,
взрослый / детский, прозрачный / телесный, диаметр
вырезаемого отверстия 7 - 50 мм / 20 - 60 мм / 20 - 70
мм / 20 - 80 мм, зажим

ГК ПАЛЬМА ООО, Россия



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	однокомпонентный
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый / детский
Цвет	прозрачный / телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	7 - 50 мм / 20 - 60 мм / 20 - 70 мм / 20 - 80 мм
Зажим	Да

Дополнительные характеристики

Калоприёмник ПАЛЬМА ТРИОЦЕЛ представляет собой ёмкость, изготовленную из многослойной полимерной запахонепроницаемой плёнки, приклеивающейся к коже с помощью герметизирующего кольца.

Материал плёнки не пропускает запах содержимого ёмкости в течение всего времени использования изделия.

Модификации:

ТРИОЦЕЛ-Д – детские калоприёмники для стомы диаметром от 7 до 50 мм (прозрачные);

ТРИОЦЕЛ-СМ – для стомы диаметром от 20 до 60 мм (непрозрачные);

ТРИОЦЕЛ-КМ – для стомы диаметром от 20 до 70 мм (непрозрачные);

ТРИОЦЕЛ-К – для стомы диаметром от 20 до 70 мм (прозрачные);

ТРИОЦЕЛ-В – для стомы диаметром от 20 до 80 мм (прозрачные).

У калоприёмников ТРИОЦЕЛ-Д, ТРИОЦЕЛ-К и ТРИОЦЕЛ-В наружная сторона ёмкостей выполнена из прозрачной бесцветной полимерной плёнки, что позволяет легко наклеивать ёмкость на кожу и контролировать содержимое. На стороне, прилегающей к телу – мягкая сетчатая подкладка из полимерного материала (у ТРИОЦЕЛ-Д) или мягкая нетканая подкладка (у ТРИОЦЕЛ-К и ТРИОЦЕЛ-В).

У калоприёмников ТРИОЦЕЛ-СМ и ТРИОЦЕЛ-КМ обе стороны ёмкости закрыты мягкой нетканой подкладкой, что делает их совершенно бесшумными при ношении. Кроме того, эти ёмкости абсолютно непрозрачны.

Детские калоприёмники ТРИОЦЕЛ-Д комплектуются мягкими гибкими самоклеящимися зажимами, все остальные калоприёмники ТРИОЦЕЛ – пластиковыми зажимами.

Калоприёмники ТРИОЦЕЛ-Д поставляются в комплекте, состоящем из 5 ёмкостей, 5 гибких самоклеящихся зажимов и инструкции по использованию.

Калоприёмники ТРИОЦЕЛ-СМ, ТРИОЦЕЛ-КМ, ТРИОЦЕЛ-К и ТРИОЦЕЛ-В поставляются в комплекте, состоящем из 5 ёмкостей, 1 пластикового зажима и инструкции по использованию.

Особенности калоприемника:

- однокомпонентный дренируемый;
- диаметр вырезаемого отверстия: 7 - 50 мм / 20 - 60 мм / 20 - 70 мм / 20 - 80 мм;
- гарантируют полную защиту от проникновения жидкости и запаха;
- бесшумны при ношении, незаметны под одеждой;
- используются в течение нескольких дней без снятия со стомы;
- в комплекте калоприемников - 5 шт;
- зажим.