

Калоприемник CASEX Soft Stomacap недренируемый

РЗН 2016/5177

калоприемник, однокомпонентный, недренируемый,
взрослый, телесный, диаметр вырезаемого отверстия
10 - 60 мм, 13 - 64 мм, фильтр, адгезив

CASEX, Бразилия



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	однокомпонентный
Возможность опорожнения	недренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	10 - 60 мм, 13 - 64 мм
Фильтр	Да
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Калоприемник CASEX Soft Stomacap недренируемый, герметично приклеивает устройство к брюшной стенке и надёжно защищает кожу от контакта с выделениями. Артикул 1245.

Особенности калоприемника:

- однокомпонентный недренируемый;
- гидроколлоидный адгезив;
- фильтр (опционально);
- диаметр вырезаемого отверстия: от 10 до 60 мм, 13 до 64 мм;
- упаковка - 15 шт.