

Калоприемник CASEX Soft детский

РЗН 2016/5177

калоприемник, однокомпонентный, дренируемый,
детский, телесный, диаметр вырезаемого отверстия 5
- 51 мм, фильтр, адгезив

CASEX, Бразилия



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	однокомпонентный
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	детский
Цвет	телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	5 - 51 мм
Фильтр	Да
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Калоприемник CASEX Soft - детский однокомпонентный калоприемник для колостомы / илеостомы, разработан совместно с педиатрами и рекомендован врачами всего мира. Артикул 3350.

Особенности калоприемника:

- однокомпонентный дренируемый;
- размер вырезаемого отверстия - 5 - 51 мм;
- детский;
- дополнительное верхнее дренажное отверстие;
- гипоаллергенный гидроколлоидный адгезив со спиралевидной структурой;
- обеспечивает защиту кожных покровов от воздействия кишечного отделяемого и мочи;
- фильтр (опция);
- упаковка - 5 штук.