

Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 СЗМО

ФСР 2009/05294

внутренний объем камеры 1.89±0.2 м³, загрузочный
объем камеры 1.3±0.1 м³

Медоборудование АО, Россия



Характеристики

Внутренний объем камеры	1.89±0.2 м³
Загрузочный объем камеры	1.3±0.1 м³
Внутренние размеры	1310×710×1950 мм
Габаритные размеры	1390×995×2200 мм
Масса	700 кг

Дополнительные характеристики

Питание от переменного 3-х фазного тока. Напряжение, Вт - 380, частота, Гц - 50, потребляемая мощность, кВт - не более 10.