

Камера увлажнителя Intersurgical 2320000

ФСЗ 2009/03551

одноразовая, с ручным заполнением, взрослая,
коннекторы 22М/22М

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	одноразовая
Вид	с ручным заполнением
Назначение	взрослая
Коннекторы	22М/22М

Дополнительные характеристики

Камера увлажнителя с ручным заполнением Intersurgical 2320000 – экономичная камера увлажнения, в которой необходимо самостоятельно следить за уровнем жидкости и открывать зажим, если требуется больше воды. Используется для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациентам всех возрастов в процессе искусственной вентиляции лёгких, в том числе во время CPAP терапии.

Эффективный объём: 400 мл.

Максимальный пиковый поток: 180 л/мин.

Комплектация

Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие дна, два вход/выход соединительных коннектора 22М, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения.

Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий.

В коробке 30 шт.