

Канюли носовые Intersurgical традиционные

ФСЗ 2009/03551

тип низкопоточный, зубцы прямые / изогнутые /
расширяющиеся, размер XS / S / L, трубка 0.5 м / 1.8 м
/ 2.1 м / 5 м

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	низкопоточный
Носовые зубцы	прямые / изогнутые / расширяющиеся
Размер	XS / S / L
Длина трубки	0.5 м / 1.8 м / 2.1 м / 5 м


Дополнительные характеристики

Канюли носовые Intersurgical традиционные – серия продукции для взрослых, детей и новорожденных.

Характеристики:

- Многоканальный дизайн позволяет продолжать доставку кислорода даже при перегибании шланга.
- Мягкие атравматичные заушники зафиксированы прямо на носовых канюлях.

Носовые зубцы:



Кат. №	Носовые зубцы	Трубка	Размер
1161000	прямые	1.8 м	для взрослых
1161004	прямые	2.1 м	для взрослых
1162000	прямые	5 м	для взрослых
1169000	прямые	0.5 м	для взрослых
1166000	расширяющиеся	1.8 м	для взрослых
1165000	изогнутые	1.8 м	для взрослых
1165002 (с заушниками)	изогнутые	2.1 м	для взрослых
1165003 (с заушниками)	изогнутые	5 м	для взрослых
1167000	изогнутые расширяющиеся	1.8 м	для взрослых
1168000	изогнутые расширяющиеся	0.5 м	для взрослых
1161020 (гладкие)	прямые	1.8 м	для взрослых
1161021 (гладкие)	прямые	2.1 м	для взрослых
1165020 (гладкие)	изогнутые	1.8 м	для взрослых
1165021 (гладкие)	изогнутые	2.1 м	для взрослых
1163000	изогнутые	2.1 м	для детей
1164000	изогнутые	2.1 м	для новорожденных