

Канюля для аспирации Медин-Урал для бимануальных систем
M941.3T M943.3T

ФСР 2008/02713



для аспирации, изогнутая форма, длина 78 мм,
диаметр 0.6 мм / 0.7 мм / 0.8 мм, титан

Медин-Урал ООО, Россия

Характеристики

Вид	для аспирации
Форма	изогнутая
Длина	78 мм мм
Диаметр	0.6 мм / 0.7 мм / 0.8 мм мм
Материал	титан

Дополнительные характеристики

Канюля для аспирации:

- M941.3T / M941.3T D - покрытие DLC
- С напылением для полировки капсулы:
- M943.3T / M943.3T D - покрытие DLC

- наконечник аспирационный для бимануальных систем;
- диаметр канюли: 0.8 / 0.7 / 0.6 мм;
- длина общая 78 мм.