

Канюля для экструзионной канюли Медин-Урал с гибким наконечником M980.11

ФСР 2008/02713

для ирригации, прямая форма, длина 53 мм, диаметр 0.9 мм, размер 20G, с удлинителем, нержавеющая сталь

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Вид	для ирригации
Форма	прямая
Длина	53 мм мм
Диаметр	0.9 мм мм
Размер	20G
Удлинитель	Да
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

- Многоразовая канюля для экструзионной канюли с гибким наконечником M980.11:
- 20G (0.9 мм);
 - гибкий наконечник выступает на 6 мм за конечную часть;
 - длина рабочей части, включая трубку, 34 мм.
 - длина общая 53 мм.