

Канюля для ирригации Медин-Урал для бимануальных систем
M940.3T M942.3T

ФСР 2008/02713



для ирригации, изогнутая форма, длина 69 мм,
диаметр 0.7 мм / 0.8 мм / 0.9 мм, титан

Медин-Урал ООО, Россия

Характеристики

Вид	для ирригации
Форма	изогнутая
Длина	69 мм мм
Диаметр	0.7 мм / 0.8 мм / 0.9 мм мм
Материал	титан

Дополнительные характеристики

Канюля для ирригации:

M940.3T / M940.3T D - покрытие DLC

С напылением дляполировки капсулы:

M942.3T /M942.3T D - покрытие DLC

- наконечник ирригационный для бимануальных систем;
- диаметр канюли: 0.8 / 0.7 / 0.9 мм;
- длина общая 69 мм.