

Канюля для риностомии Медин-Урал гибкая M980.12

ФСР 2008/02713



для риностомии, прямая форма, длина 124 мм / 164 мм, диаметр 1.1 мм / 2.0 мм / 3.0 мм, нержавеющая сталь

Медин-Урал ООО, Россия

Характеристики

Вид	для риностомии
Форма	прямая
Длина	124 мм / 164 мм мм
Диаметр	1.1 мм / 2.0 мм / 3.0 мм мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Канюля для риностомии легко изгибаемая M980.12:
- диаметр канюли: 1.1 мм (детская) / длина общая: 124 мм
- диаметр канюли: 2.0 мм; 3.0 мм / длина общая: 164 мм
Посадочный конус «Луер» или силиконовая трубка с внутренним диаметром 5 мм.